

3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream

(en)

Product Description

3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream is a pH balanced, hypoallergenic, concentrated cream that provides skin protection from body fluids. The cream protects skin by providing a long lasting barrier. The cream also moisturises and conditions skin. Use of this cream allows adhesive products to stick to the skin.

Indications for Use

Protection of at-risk skin from damage associated with incontinence and related symptoms such as anal itch. It may also be used to moisturise and condition dry skin. This product is safe to use on both intact and injured skin for example associated with incontinence.

Ingredients:

Water (Aqua), Diisooctyl Adipate, Acrylate Terpolymer, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, PPG-15 Stearyl Ether, Glycerin, Isopropyl Palmitate, White Mineral Oil (Paraffinum Liquidum), Trimethylsilyloxy silicate, Paraffin, Dimethicone, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Magnesium Sulfate.

Warnings

FOR EXTERNAL USE ONLY. Avoid contact with eyes.

If condition worsens or does not improve within 7 days, consult a physician. Keep out of reach of children.

In cases of ingestion, seek medical help.

Avoid use on persons with known allergy or sensitivity to any ingredient listed.

Cavilon Durable Barrier Cream is not intended to treat anal disease.

Precautions

Cavilon Durable Barrier Cream may increase the adherence of some adhesive products.

Directions for Use

Gently cleanse skin as required. Apply Cavilon Durable Barrier Cream sparingly to cover entire affected area.

Repeat as necessary. If the feel is oily, too much has been applied.

Storage/ Shelf Life/Disposal

For best results, store at room temperature. Do not freeze.

Avoid excessive heat and humidity.

For shelf life, refer to the expiration date on each package.

Please report a serious incident occurring in relation to the device to 3M and the local competent authority (EU) or local regulatory authority.

For further information, please contact your local 3M representative or contact us at 3M.com and select your country.

Explanation of Symbols

Symbol Title	Symbol	Description and Reference
Authorized Representative in European Community		Indicates the authorized representative in the European Community. ISO 15223, 5.1.2
Batch code		Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified. ISO 15223, 5.1.5
Catalogue number		Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified. ISO 15223, 5.1.6
Caution		Indicates the need for the user to consult the instructions for use for important cautionary information such as warnings and precautions that cannot, for a variety of reasons, be presented on the medical device itself. Source: ISO 15223, 5.4.4
CE Mark		Indicates conformity to European Union Medical Device Regulation or Directive.
Date of Manufacture		Indicates the date when the medical device was manufactured. Source: ISO 15223, 5.1.3
Do not re-use		Indicates a medical device that is intended for one use or for use on a single patient during a single procedure. Source: ISO 15223, 5.4.2
Fragrance free		Indicates medical device does not contain a fragrance additive
Green Dot		Indicates a financial contribution to national packaging recovery company per European Directive No. 94/62 and corresponding national law. Packaging Recovery Organization Europe.
Manufacturer		Indicates the medical device manufacturer as defined in EU Directives 90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC. Source: ISO 15223, 5.1.1
Medical Device		Indicates the item is a medical device.
Natural rubber latex is not present		Indicates natural rubber or dry natural rubber latex is not present as a material of construction within the medical device or the packaging of a medical device. Source: ISO 15223, 5.4.5 and Annex B
Non Sterile		Indicates a medical device that has not been subjected to a sterilization process. Source: ISO 15223, 5.2.7
Parabens free		Indicates medical device does not contain a paraben additive.
Use-by date		Indicates the date after which the medical device is not to be used. Source: ISO 15223, 5.1.4

3392GS is only product where "DO NOT REUSE" applies.



Made in UK with globally sourced materials

3M Company
2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA
1-800-228-3957 (USA only)
3M.com

3M and Cavilon are trademarks of 3M.
© 2019, 3M. All rights reserved.

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany

Update date: 2019-06
3100022764

3M™ Cavilon™ Crème protectrice cutanée longue durée

(fr)

Description du produit

La crème protectrice longue durée Cavilon™ 3M™ est une crème concentrée et hypoallergénique dotée d'un pH neutre qui protège la peau des liquides organiques. Elle contribue à préserver la barrière cutanée de la peau tout en hydratant et en revitalisant la peau. L'utilisation de cette crème permet aux produits adhésifs de coller à la peau.

Indications

Cette crème protège les peaux à risque contre les lésions dues à l'incontinence et aux symptômes connexes tels que les démangeaisons anales. Elle peut également être utilisée pour hydrater et traiter les peaux sèches. Ce produit peut être utilisé en toute sécurité sur une peau saine ou présentant des lésions, notamment en cas d'incontinence.

Composition :

Eau (Aqua), diisooctyl adipate, terpolymère acrylate, huile de Cocos Nucifera (noix de coco), PPG-15 stearyl éther, glycérol, palmitate d'isopropyle, huile minérale blanche (huile de paraffine), triméthylsilyloxy silicate, paraffine, diméthicone, phenoxyéthanol, acide benzoïque, sulfate de magnésium.

Avertissements

PRODUIT À USAGE EXTERNE UNIQUEMENT. Éviter tout contact avec les yeux.

Si l'état de la peau se dégrade ou ne s'améliore pas après 7 jours d'utilisation, consulter un médecin. Ne pas laisser à la portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter un médecin.

Ne pas utiliser ce produit chez des personnes allergiques ou sensibles à l'un de ses composants.

La crème protectrice longue durée Cavilon n'est pas destinée au traitement des affections anales.

Précautions

La crème protectrice longue durée Cavilon peut améliorer l'adhérence de certains produits adhésifs.

Mode d'emploi

Nettoyer délicatement la peau comme indiqué. Appliquer la crème protectrice longue durée Cavilon par petites doses afin de couvrir l'ensemble de la zone atteinte.

Répéter l'opération si nécessaire. Si la peau est grasse au toucher, cela signifie qu'une trop grande quantité de crème a été appliquée.

Stockage / durée de conservation / élimination

Pour des résultats optimaux, conserver le produit à température ambiante. Ne pas congeler.

Éviter toute chaleur et humidité excessives.

Pour connaître la durée de conservation, voir la date de péremption sur l'emballage.

Veuillez signaler tout incident grave dont la survenue est associée au dispositif à 3M et à l'autorité compétente locale (UE) ou à l'autorité réglementaire locale.

Pour plus d'informations, contacter votre représentant 3M local ou nous contacter sur le site 3M.com et sélectionner votre pays.

Signification des symboles

Titre du symbole	Symbole	Description et référence
Représentant autorisé dans la Communauté européenne		Indique le représentant autorisé dans la Communauté européenne. ISO 15223, 5.1.2
Batch code		Indique la désignation de lot du fabricant de façon que le lot puisse être identifié. ISO 15223, 5.1.5
Numéro de référence		Indique le numéro de référence du produit de façon à identifier le dispositif médical. ISO 15223, 5.1.6
Attention		Renvoie à la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi fournissant des données importantes liées à la sécurité, comme les avertissements et les précautions qui, pour un grand nombre de raisons, ne peuvent pas être apposés sur le dispositif médical même. Source : ISO 15223, 5.4.4
Marche CE		Signale la conformité du dispositif avec la directive ou la réglementation de l'Union européenne en matière de dispositifs médicaux.
Date de fabrication		Indique la date à laquelle le dispositif médical a été fabriqué. ISO 15223, 5.1.3
Pas de réutilisation		Renvoie à un dispositif médical qui est prévu pour une seule utilisation et dont l'utilisation ne peut se faire que sur un seul patient pendant un seul traitement. Source : ISO 15223, 5.4.2
Sans parfum		Identifie un dispositif médical qui ne contient aucun parfum ajouté
Point vert		Signale que le fabricant du produit participe financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des emballages conformément à la directive européenne 94/62 et aux autres réglementations locales en vigueur. Packaging Recovery Organization Europe.
Fabricant		Indique le fabricant du dispositif médical selon les directives UE 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE. ISO 15223, 5.1.1
Dispositif médical		Stipule que le dispositif est un dispositif médical.
Sans latex de caoutchouc naturel		Indique l'absence de caoutchouc naturel ou de latex de caoutchouc naturel sec comme matériau de fabrication aussi bien dans le dispositif médical que dans l'emballage d'un dispositif médical. Source : ISO 15223, 5.4.5 et Annexe B
Non stérile		Identifie un dispositif médical qui n'a pas été soumis à un processus de stérilisation. Source : ISO 15223, 5.2.7
Sans parabènes		Identifie un dispositif médical qui ne contient pas de parabènes.
A utiliser avant		Indique la date après laquelle le dispositif médical ne peut plus être utilisé. ISO 15223, 5.1.4

Le 3392GS est le seul produit auquel s'applique la mention « NE PAS RÉUTILISER ».

3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme

(de)

Produktbeschreibung

3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme ist eine pH-neutrale, hypoallergene, reichhaltige Creme zum Schutz der Haut vor Körperflüssigkeiten. Die Creme bietet einen lang anhaltenden Schutz der Haut. Gleichzeitig spendet die Creme der Haut Feuchtigkeit und pflegt sie. Die Creme ermöglicht die Haftung von Pflastern und Klebenden Verbänden.

Indikationen für die Anwendung

Schutz von gefährdeter Haut in Zusammenhang mit Inkontinenz und dazugehörigen Symptomen wie Jucken am After. Sie kann auch als feuchtigkeitsspendende und pflegende Creme für trockene Haut verwendet werden. Dieses Produkt kann bei intakter und geschädigter Haut, zum Beispiel im Zusammenhang mit Inkontinenz, verwendet werden.

Inhaltsstoffe:

Wasser (Aqua), Diisooctyladipat, Acrylatterpolymer, Kokuspalmenöl, PPG-15 Stearylether, Glycerin, Isopropylpalmitat, Weißöl (Paraffinum Liquidum), Trimethylsilyloxy silicat, Paraffin, Dimethicon, Phenoxyethanol, Benzoesäure, Dehydroacetsäure, Magnesiumsulfat.

Warnhinweise

NUR ZUR ÄUSSEREN ANWENDUNG. Kontakt mit den Augen vermeiden.

Wenn sich der Hautzustand innerhalb von 7 Tagen verschlechtert bzw. nicht verbessert, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Verschlucken der Creme bitte einen Arzt aufsuchen.

Nicht verwenden, wenn Allergien oder Überempfindlichkeiten gegen einen der aufgeführten Inhaltsstoffe bekannt sind.

Cavilon Langzeit-Hautschutz-Creme ist nicht für die Anwendung bei Erkrankungen im Analbereich bestimmt.

Vorsichtsmaßnahmen

Cavilon Langzeit-Hautschutz-Creme kann die Klebkraft von klebenden Produkten erhöhen.

Anwendungshinweise

Die Haut vorsichtig reinigen. Eine dünne Schicht Cavilon Langzeit-Hautschutz-Creme auf den betroffenen Bereich auftragen.

Falls notwendig, den Vorgang wiederholen. Wenn sich die Haut fettig anfühlt, wurde zu viel Creme aufgetragen.

Lagerung/Haltbarkeit/Entsorgung

Es wird empfohlen, das Produkt bei Zimmertemperatur aufzubewahren. Nicht einfrieren.

Vor übermäßiger Hitze und Feuchtigkeit schützen.

Das Haltbarkeitsdatum ist auf jeder Packung aufgedruckt.

Bitte melden Sie schwerwiegende Vorfälle in Bezug auf das Produkt an 3M und die örtlich zuständige Behörde (EU) oder lokale Aufsichtsbehörde.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem 3M Verkaufsmitarbeiter vor Ort oder kontaktieren Sie uns unter 3M.com und wählen Sie Ihr Land aus.

Erklärung der Symbole

Symboltitel	Symbol	Beschreibung und Referenz
Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft		Zeigt den Bevollmächtigten in der Europäischen Gemeinschaft an. ISO 15223, 5.1.2
Fertigungslosnummer, Charge		Zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge oder das Los identifiziert werden kann. ISO 15223, 5.1.5
Artikelnummer		Zeigt die Artikelnummer des Herstellers an, sodass das Medizinprodukt identifiziert werden kann. ISO 15223, 5.1.6
Achtung		Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung auf wichtige sicherheitsbezogene Angaben, wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen durchzusehen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht auf dem Medizinprodukt selbst angebracht werden können. Quelle: ISO 15223, 5.4.4
CE-Zeichen		Zeigt die Konformität mit der Europäischen Medizinprodukteverordnung an.
Herstellungsdatum		Zeigt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde. ISO 15223, 5.1.3
Nicht wiederverwenden		Verweist auf ein Medizinprodukt, das für den einmaligen Gebrauch oder den Gebrauch an einem einzelnen Patienten während einer einzelnen Behandlung vorgesehen ist. Quelle: ISO 15223, 5.4.2
Frei von Duftstoffen		Weist darauf hin, dass ein Medizinprodukt keine Duftzusatzstoffe enthält.
Grüner Punkt		Zeigt einen finanziellen Beitrag zum Dualen System für die Rückgewinnung von Verpackungen nach der Europäischen Verordnung No. 94/62 und den zugehörigen nationalen Gesetzen an. Organisation für die Verwertung von Verpackungen in Europa.
Hersteller		Zeigt den Hersteller des Medizinproduktes nach den EU-Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG an. ISO 15223, 5.1.1
Medizinprodukt		Zeigt an, dass dieses Produkt ein Medizinprodukt ist.
Enthält kein Naturkautschuklatex		Weist darauf hin, dass in dem Konstruktionsmaterial des Medizinprodukts oder der Verpackung des Medizinprodukts kein Naturkautschuk oder trockener Naturkautschuklatex enthalten ist. Quelle: ISO 15223, 5.4.5 und Anhang B
Nicht steril		Zeigt ein Medizinprodukt an, das keinem Sterilisationsverfahren ausgesetzt wurde. Quelle: ISO 15223, 5.2.7
Parabentfrei		Weist darauf hin, dass ein Medizinprodukt keinen Parabenzusatz enthält.
Verwendbar bis		Zeigt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf. ISO 15223, 5.1.4

3392GS ist das einzige Produkt, bei dem „NICHT WIEDERVERWENDEN“ zutrifft.

3M™ Cavilon™ Crema Barriera a lunga durata

(it)

Descrizione del prodotto

3M™ Cavilon™ Crema Barriera a lunga durata è una crema ipoallergenica concentrata a pH equilibrato che protegge la cute dai liquidi corporei. La crema protegge la cute creando una barriera protettiva a lunga durata. Ha inoltre un'azione idratante e nutriente. L'utilizzo di questa crema permette ai prodotti adesivi di aderire alla cute.

Indicazioni d'uso

Protezione della cute a rischio di danni associati all'incontinenza e dai sintomi correlati (prurito anale). Può anche essere utilizzata per idratare e nutrire la cute disidratata. Il prodotto può essere utilizzato in sicurezza sulla cute integra o lesionata, ad esempio in presenza di danni associati all'incontinenza.

Ingredienti:

acqua, diisocitil adipato, terpolimero acrilato, olio di cocco (Cocos Nucifera), PPG (15) etere stearilico, glicerina, palmitato isopropilico, olio minerale bianco (Paraffinum Liquidum), trimetilsilossilicato, paraffina, dimeticono, fenossietanolo, acido benzoico, acido deidroacetico, solfato di magnesio.

Avvertenze

SOLO PER USO ESTERNO. Evitare il contatto con gli occhi.

Se le condizioni della cute peggiorano o non mostrano segni di miglioramento entro 7 giorni dall'inizio del trattamento, rivolgersi a un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

In caso di ingestione, rivolgersi a un medico.

Non applicare su soggetti di cui sia nota l'allergia o l'ipersensibilità ai componenti.

Cavilon Crema Barriera a lunga durata non è destinata al trattamento delle patologie anali.

Precauzioni

Cavilon Crema Barriera a lunga durata può aumentare la tenuta di alcuni prodotti adesivi.

Modalità d'uso

Delgergere delicatamente la cute. Applicare uno strato sottile di prodotto in modo da coprire completamente la zona cutanea interessata.

Se necessario, ripetere l'operazione. Se la cute risulta oleosa, è stata applicata una quantità eccessiva di prodotto.

Conservazione/Periodo di validità/Smaltimento

Per ottenere i migliori risultati, conservare a temperatura ambiente. Non congelare.

Evitare l'esposizione a calore e umidità eccessivi.

Per il periodo di validità del prodotto, riferirsi alla data di scadenza sulla confezione.

Segnalare eventuali inconvenienti seri derivanti dall'uso del prodotto a 3M e all'autorità locale competente (UE) oppure all'ente normativo locale.

Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante 3M della propria area oppure andare sul sito 3M.com e selezionare la propria nazione.

Legenda dei simboli

Titolo del simbolo	Simbolo	Descrizione del simbolo
Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea		Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità Europea. ISO 15223, 5.1.2
Numero di lotto		Mostra la denominazione del lotto del produttore, in modo da potere identificare il lotto o la partita. ISO 15223, 5.1.5
Numero di articolo		Mostra il numero di articolo del produttore, in modo da potere identificare il dispositivo medico. ISO 15223, 5.1.6
Attenzione		Indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso per acquisire informazioni importanti relative alla sicurezza, quali avvertenze e precauzioni che non possono, per vari motivi, essere presentate sul dispositivo medico stesso. Fonte: ISO 15223, 5.4.4
Marchio CE		Indica la conformità con il Regolamento Europeo o la Direttiva Europea Dispositivi Medici.
Data di produzione		Indica la data di fabbricazione del dispositivo medico. ISO 15223, 5.1.3
No riutilizzo		Rimanda a un dispositivo medico il cui uso è previsto per un'unica volta o il cui uso è previsto per un unico paziente durante un unico trattamento. Fonte: ISO 15223, 5.4.2
Senza profumazioni		Indica un dispositivo medico che non contiene additivi profumati
Punto Verde		Indica un contributo finanziario alla società nazionale per la raccolta e il recupero degli imballaggi ai sensi della Direttiva Europea N° 94/62 e della corrispondente normativa nazionale. Organizzazione per la raccolta e il recupero degli imballaggi in Europa.
Produttore		Mostra il produttore del dispositivo medico ai sensi delle direttive UE 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE. ISO 15223, 5.1.1
Dispositivo medico		Indica che l'articolo è un dispositivo medico.
Non contiene gomma naturale o lattice		Indica l'assenza di gomma naturale o di lattice di gomma naturale secca come materiale di costruzione all'interno del dispositivo medico o della confezione di un dispositivo medico. Fonte: ISO 15223, 5.4.5 e Allegato B
Non sterile		Indica un dispositivo medico che non è stato sottoposto a un processo di sterilizzazione. Fonte: ISO 15223, 5.2.7
Senza parabeni		Indica un dispositivo medico che non contiene gli additivi parabeni.
Utilizzabile fino al		Mostra la data dopo la quale il dispositivo medico non può più essere usato. ISO 15223, 5.1.4

3392GS è l'unico prodotto in cui l'etichetta indica "No riutilizzo".

